



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 04 июля 2011 года № ФСЗ 2011/10063

На медицинское изделие  
Аппарат "ВДВ.Сильвер Реципрок" (VDW.SILVER RECIPROC)  
эндодонтический электрический с программным управлением и угловым  
наконечником

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"ВДВ ГмбХ", Германия,  
VDW GmbH, Bayerwaldstrasse 15, 81737 Munchen, Germany

Производитель  
"ВДВ ГмбХ", Германия,  
VDW GmbH, Bayerwaldstrasse 15, 81737 Munchen, Germany

Место производства медицинского изделия  
Advanced Technology Research (A.T.R), Via San Donato, 1 51100 - Pistoia - Italia

Номер регистрационного досье № 16660 от 10.05.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5220

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 04 июля 2011 года № 3855-Пр/11  
и приказом от 28 ноября 2016 года № 13446 о замене  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0025691

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 июля 2011 года № ФСЗ 2011/10063

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат "ВДВ.Сильвер Реципрок" (VDW.SILVER RECIPROC) эндодонтический электрический с программным управлением и угловым наконечником в составе:

1. Блок управления с аккумулятором 2000 мА/ч, 6 В (control unit with battery).
2. Микромотор с кабелем и соединителем (micromotor with cable and connector).
3. Педаль управления (foot control).
4. Внешнее зарядное устройство с кабелем электропитания (external battery charger with cable of power supply).
5. Наконечник угловой 6:1 (reduction gear contra-angle).
6. Набор переходников к внешнему зарядному устройству - 4 шт. (plug adapters).
7. Руководство по эксплуатации (instruction for use).

Приказом от 28 ноября 2016 года № 13446 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0028630