

## Алмазные штрипсы без зубчатого венца, одностороннее покрытие Non-serrated diamond finishing strips, diamond coated, single sided

Каталог изделий для стоматологов



**FS 2-M, FS2-F, FS2-SF**

**Купить**

← 16 mm →



Цветовой код/Colour Code

Толщина/Thickness (мм)	0,13	0,10	0,08
Ширина/Width (мм)	2,50	2,50	2,50
Длина/Length (мм)	147,0	147,0	147,0



REF

<b>FS 2-M</b>			
<b>FS 2-F</b>			
<b>FS 2-SF</b>			



**FS 3-M, FS3-F, FS3-SF**

**Купить**

← 16 mm →



Цветовой код/Colour Code



Толщина/Thickness (мм)	0,13	0,10	0,08
Ширина/Width (мм)	3,75	3,75	3,75
Длина/Length (мм)	147,0	147,0	147,0



REF

<b>FS 3-M</b>			
<b>FS 3-F</b>			
<b>FS 3-SF</b>			

Алмазные штрипсы, широкие,  
одностороннее покрытие  
Diamond strips wide, single sided



**FS 6-M**



**FS 6-F**

**Купить**

**FS 6-SF**

Цветовой код/Colour Code

Толщина/Thickness (мм)	0,13	0,10	0,08
Ширина/Width (мм)	6,0	6,0	6,0
Длина/Length (мм)	147,0	147,0	147,0



REF

<b>FS 6-M</b>			
<b>FS 6-F</b>			
<b>FS 6-SF</b>			



**FS 6-SO 2 + 4 + 4**

# Алмазные штрипсы с зубчатым венцом, одностороннее покрытие Serrated diamond finishing strips, single sided



Каталог изделий для стоматологов



FS3-MX, FS3-FX, FS3-SFX

поверхность без алмазного покрытия /  
diamond free area  
← 40 mm →

Купить

Цветовой код/Colour Code

Толщина/Thickness (мм)	0,13	0,10	0,08
Ширина/Width (мм)	3,75	3,75	3,75
Длина/Length (мм)	147,0	147,0	147,0

10

REF



**FS3-MX**



**FS3-FX**



**FS3-SFX**

2+4+4

**FS3-X-SO 2 + 4 + 4**



- Удаление избытков композита в проксимальной области зуба
- Создание и формирование всех видов пломб в проксимальной области зуба
- Возможно использовать с композитами, амальгамом, цементом, пластиком и тд.
- Удаление избытков цемента после цементирования вкладок и виниров

### Преимущества:

- Быстрая интердентальная сепарация за счёт зубчатого венца >>> Облегчение работы
- Расширенная поверхность без алмазного покрытия и штрипсов с зубчатым венцом >>> Облегчение пиления
- Комбинация зубчатого венца и штрипса с алмазным покрытием в одном инструменте >>> упрощение работы, оптимизация складирования
- Три различных зернистости в комбинации с двумя размерами >>> возможность использования в любой ситуации
- Алмазное покрытие с гальванизацией UniMatrix® >>> Рентабельность и длительный срок службы
- Очень стабильный металл >>> пониженный риск повреждения штрипсов
- Создание анатомических форм в проксимальной области зуба

- Removing excess material from the proximal regions of fillings
- Contouring the proximal regions of all types of filling
- For use on composites, acrylics, glass ionomer cements and amalgam etc.
- Removing excess cement after placing inlays, onlays and laminate veneers

### Advantages:

- The serrated edge separates interdental spaces quickly >>> Simplifies working procedures
- The serrated diamond strips have a wider non-diamond-coated area >>> Simplifies sawing
- Serrated sawing edge and diamond-coated abrasive area combined in one instrument >>> Simplifies working procedures and reduces stock
- Three different grit sizes in two different widths >>> Can be selected specifically for each application
- UniMatrix® diamond-coating >>> Economical service life
- Highly stable metal >>> Less risk of damaging the strip
- Contours the proximal regions anatomically

<b>M</b>	синий цветовой код/Blue ring	среднее зерно/Standard	37 - 44 µm	ISO No. 524
<b>F</b>	красный цветовой код/Red ring	мелкое зерно/Fine	30 - 40 µm	ISO No. 514
<b>SF</b>	жёлтое кольцо/Yellow ring	сверхмелкое зерно/Superfine	10 - 20 µm	ISO No. 504